

Messgröße/ Normal- bzw. Referenzbereich	EDV	Probe	Methode
<p>Bence-Jones-Protein LP 200</p> <p>siehe Befundbericht</p> <p>24-Std.-Urin in braunem 2-Liter-Gefäß sammeln. Kein Konservierungsmittelzusatz erforderlich. Gesamte Urinmenge abgeben, oder: Gesamtmenge gut mischen, exakt abmessen (Messzylinder!), Sammelvolumen angeben und 10 ml der Sammelmenge in das Institut schicken.</p> <p>Probengefäß: 2-Liter-Sammelgefäß oder Urinmonovette, gelb (10 ml)</p>	<p>UIF</p>	<p>Spontanurin oder 24-Std.-Urin</p>	<p>Immunfixation</p>