

Messgröße/ Normal- bzw. Referenzbereich	EDV	Probe	Methode
<p>Schwangerschaftstest, qualitativ LP 120</p> <p>positiv bei bestehender Gravidität ab 9. - 12. Tag nach Eisprung</p> <p>Bei erhöhter Diurese kann der Test falsch negativ ausfallen.</p> <p>Probengefäß: Urinmonovette, gelb (10 ml)</p>	USST	Spontanurin	Immunoassay, qualitativ
<p>Sulfosalicylsäureprobe</p> <p>Negativ</p> <p>Probengefäß: Urinmonovette, gelb (10 ml)</p>	USUL	Spontanurin	Qualitativer Test, Proteinfällung