

Messgröße/ Normal- bzw. Referenzbereich	EDV	Probe	Methode
<p>α_1-Antitrypsin</p> <p>(Fremdleistung)</p> <p>Probengefäß: Stuhlprobenröhrchen</p>		Stuhl	
<p>Calprotectin LP 120</p> <p>< 50 $\mu\text{g/g}$ Stuhl</p> <p>Dünnflüssige, wässrige Stuhlproben sind nicht geeignet.</p> <p>Probengefäß: Stuhlprobenröhrchen</p>	CALPRO	Stuhl	FEIA
<p>Pankreas-Elastase 1 LP 290</p> <p>> 200 $\mu\text{g/g}$ Stuhl</p> <p>Dünnflüssige, wässrige Stuhlproben sind nicht geeignet.</p> <p>Probengefäß: Stuhlprobenröhrchen</p>	ELA1	Stuhl	ELISA