

Untersuchungen in Vollblut, Serum, Plasma

Stand April 2025

Messgröße/ Normal- bzw. Referenzbereich	EDV	Probe	Methode
Zink LP 90 60 – 120 µg/dl Probengefäß: 7,5ml Gel-Monovette, braun	ZNS	Serum	Photometrie
Ziprasidon siehe „Medikamentenspiegel“			
Zonisamid siehe „Medikamentenspiegel“			
Zotepin siehe „Medikamentenspiegel“			
Zuclophenthixol siehe „Medikamentenspiegel“			