

<b>Messgröße/ Normal- bzw. Referenzbereich</b>	<b>EDV</b>	<b>Probe</b>	<b>Methode</b>
<p><b>Zink</b></p> <p>Fremdleistung</p> <p>24-Std.-Urin in braunem 2-Liter-Gefäß sammeln. Kein Konservierungsmittelzusatz erforderlich. Gesamte Urinmenge abgeben, oder: Gesamtmenge gut mischen, exakt abmessen (Messzylinder!), Sammelvolumen angeben und 10 ml der Sammelmenge in das Institut schicken.</p> <p>Probengefäß: 2-Liter-Sammelgefäß oder Urinmonovette, gelb (10 ml)</p>	FV190U	Spontanurin oder 24-Std.-Urin	